

PERŁY 25-lecia
Perła
dermatologii estetycznej
2024
bezpieczeństwo

silkro™





Innowacyjna platforma wykorzystująca działanie
RADIOFREKWENCJI MIKROIGŁOWEJ
wspieranej przez inne technologie RF
oraz **PLAZMY**



SILKRO jest pierwszym innowacyjnym urządzeniem RF połączonym z unikatową technologią plazmową

Połączenie tych dwóch technologii może zmaksymalizować efekt leczenia skóry od naskórka do skóry właściwej, zapewniając optymalne rezultaty w terapiach: trądziku, redukcji zmarszczek, napięcia i ogólnie odmłodzenia skóry.

Efekt synergii



RM | Mikroigłowy RF

Urządzenie daje swobodę w dobrze odpowiednich igieł izolowanych lub nieizolowanych, których wybór jest zależny od wskazań terapeutycznych, a głębokość wysuwu igieł można regulować w zakresie od 0,5 do 3,5mm.



Bezpieczeństwo

Powierzchnia kartridża jest o 25% mniejsza w porównaniu z innymi urządzeniami RF mikroigłowej. Dzięki zastosowaniu o 25% mniejszej powierzchni kartridża, przy zachowaniu rozstawu igieł, zapewniony został szeroki kąt widzenia dla bardziej dokładnych i precyzyjnych procedur.



PS | PLAZMA

Technologia Plazmy ma zastosowanie w zabiegach opierających się na dezynfekcji, rozjaśnianiu i napinaniu skóry, jak również w zwiększeniu wchłaniania substancji aktywnych nawet o 466%. Unikalne cechy plazmy zostały potwierdzone w badaniach klinicznych.



Ampułka PLASONIC Booster skóry

W składzie ampułki znajdują się aminokwasy, witaminy i 4 różne tripeptydy w tym czynniki wzrostu. Ich zastosowanie pozwala wzmocnić efekt terapeutyczny zabiegu, zwiększając efekt napięcia i rozjaśnienia skóry.

Efekt nawilżenia
100%

Wygładzenie skóry
91%

Redukcja zmarszczek

91%

Redukcja porów

82%

Test Result

'PLASONIC and skin booster ampoule' by HIRONIC, is deemed to be a product capable of providing assistance with mitigation of itchiness due to dryness, and improvement in the quintuple wrinkles, quadruple skin pores, skin texture, quadruple hydration by the use of four weeks


RN | RF-Igłowy

RF Monopolarna 1 igłowa



Selektywne niszczenie gruczołów łojowych

Selektywne niszczenie przerośniętych gruczołów łojowych, bez uszkodzenia naskórka. Świetnie sprawdza się w leczeniu aktywnego trądziku i zapobiega jego późniejszym nawrotom.



Efekt termiczny od 0.9mm, 1.2mm, 1.5mm


RC | RF-Bezigłowy

RF Monopolarny bezigłowy



Podtrzymanie temperatury przed i po zabiegu

Małą głowicą z radiofrekwencją bezigłową możemy pracować w trudno dostępnych obszarach zabiegowych w których nie użylibyśmy igier. Świetnie sprawdza się w zabiegach przeciwtrądzikowych, w zabiegach poprzedzających lub zakańczających terapię odmładzania skóry, jak i zabiegach rewitalizacji okolic intymnych u kobiet.



RV | RF Ginekologiczny

RF w zabiegach ginekologicznych

Specjalny zabieg ginekologiczny

Zabieg radiofrekwencji dedykowany problemom kobiecym. Nieinwazyjna procedura, oparta na działaniu nieablacyjnym, pozwalająca uzyskać satysfakcjonujące rezultaty bez użycia chirurgii plastycznej. Zabieg nie wymaga użycia znieczulenia miejscowego. Specjalna ergonomiczna konstrukcja głowicy pozwala na wykonanie w bezpieczny sposób terapii poprawy napięcia i rozjaśnienia kobiecych okolic intymnych.



Wskazania terapeutyczne

RF Mikroigłowy

Blizny i zmarszczki, Wiotkość skóry,
Rozszerzone pory, Trądzik,
Nierównomierna tekstura skóry,
Drobne zmarszczki, Nierównomierny koloryt,
Nadpotliwość, Rewitalizacja skóry,
Resurfacing

PLAZMA

Sucha odwodniona skóra,
Nierównomierna tekstura,
Widoczne pory skóry, Nierównomierny koloryt,
Nadmierny łojotok skóry, Drobne zmarszczki,
Podawanie substancji aktywnych

RF Ginekologiczny


Zespół rozluźnienia pochwy,
Rozjaśnienie sromu,
Efekt odmłodzenia i poprawy napięcia

Wygoda

1

Inteligentny zintegrowany system

Samodzielne monitorowanie i diagnozowanie urządzenia przez Internet, co pozwala rozwiązywać problemy w czasie rzeczywistym bez konieczności wizyty serwisanta



Zdalny system konserwacji R.M.S (Remote Maintenance System)

Aby zapewnić użytkownikowi najlepszy i bezpieczny protokół leczenia terapeutycznego, urządzenie zapewnia wskazówki określające konkretne parametry do konkretnego problemu skórno-

- Powiadomienie o wymianie materiałów eksploatacyjnych
- Bezpieczne protokoły zabiegowe
- Samodzielna diagnostyka i kontrola
- Zapobieganie awariom oraz zapewnienie funkcji asystujących
- Możliwość sprawdzenia eksploatacji urządzenia (ilość wykorzystanych impulsów na growicy, czas pracy urządzenia itp.)
- Dostępna jest zdalna aktualizacja oprogramowania

Monitorowanie urządzenia w czasie rzeczywistym

Protokoły oparte na bazie pacjentów klinicznych

Intuicyjny wyświetlacz



2

System dużych zbiorów danych

Dzięki dostępowi do aktualnej bazy danych, urządzenie zapewnia najlepszy i najbezpieczniejszy protokół dedykowany każdej zmianie oraz udziela podpowiedzi użytkownikowi w dopasowaniu odpowiednich parametrów.



12.1" Szeroki wyświetlacz LCD

Max kąt 75°



Technologia czujników

System automatycznego rozpoznawania rękojeści



Uchwyt tylny

Wygodny, mobilny



Otwór wentylacyjny

Szybki i wydajny przepływ powietrza



Tryb przewodnika LED

Czerwony, żółty, biały, zielony



Silkro Specyfikacja

Głowice	Radiofrekwencja	RF mikroigłowy	25 igłowy	Izolowane
				Nieizolowane
		RF bezigłowy	49 igłowy	Izolowane
				Nieizolowane
		RF jednoigłowy	30V~360V	
		RF dopochwowy	10V~168V	
PLAZMA	Poziom 1- 5			
Ilość impulsów		2000 impulsów		
Głębokość penetracji		0.5 - 3.5mm (krok 0.1)		
Ilość przejsć		Pojedynczy / 0.2 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 2.0 sekund)		
Intensywność RF		Poziom 1- 10		
Obszar zabiegowy		25PIN (8x8mm) / 49PIN (12x12mm)		
Częstotliwość		2MHz		
Czas emisji RF		50~950ms		
System		12,1" ekran LCD		
		5 języków (EN, CN, KR, ES, AR)		
		Wskazówki audio/głosowe		
		Tryb pracy		
		Funkcja pamięci		
		Otwór wentylacyjny		
Dane techniczne	Maks. energia wyj.	25W (25pin) / 50W (49pin)		
	Wymiary	654 (szer.) x 768 (gł.) x 1287mm (wys.)		
	Waga	43kg		

* Optional Handpiece

B E A U T I F U L . C O N F I D E N T . H A P P Y M A K E R H I R O N I C

O firmie

Hironic Co. Ltd. Jest jedną z czołowych firm w Korei produkującą urządzenia wykorzystywane w kosmetologii i medycynie estetycznej. Hironic inwestuje w R&D aby dostarczać innowacyjne i różnorodne produkty swoim klientom. Hironic ma w swojej ofercie innowacyjne urządzenia z medycyny estetycznej np. HIFU (MFU), RF, lasery oraz Plazmę. Wraz z ciągłym rozwojem rynku medycyny estetycznej Hironic stawia na rozwój technologii i usług.



HIRONIC

NOVA GROUP - WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

UL. PUŁAWSKA 538, 02-884 WARSZAWA, TEL. +48 22 646 33 00, TEL. KOM. +48 602 335 444, BIURO@NOVAGROUP.PL, WWW.NOVAGROUP.PL



H i r o n i c h a s a c h i e v e d I S O 1 3 4 8 5 a n d K o r e a n G M P .

SK(CE)_02302_V001